




ACCÉDER À TOUS LES
NIVEAUX DE
TA MAISON

www.bruno.com

“Bruno a été un véritable sauveur de vie. J’ai un monte-escalier courbe personnalisé pour monter à l’étage, et un monte-escalier droit Elan au niveau inférieur. Bruno travaille, et c’est peu d’entretien. Mon premier produit Bruno était un ascenseur de scooter pour ma voiture. J’aime Bruno!”



Benna K. - Michigan





ENJOY BRUNO'S SIGNATURE STAIRLIFT

La confection soignée est la marque distinctive des monte-escaliers tournants Elite, fabriqués sur mesure par Bruno. Conçu exactement selon la configuration de votre escalier, le modèle Elite en épouse toutes les courbes. Le siège rembourré reflète la beauté de votre demeure.



CUSTOM CONSTRUIT POUR VOTRE MAISON UNIQUE

L'artisanat américain de haute qualité est la marque distinctive du monte-escalier courbé sur mesure Elite de Bruno. Construit selon les spécifications exactes de vos escaliers, l'Elite se fond dans toutes les courbes.

Learn more at www.bruno.com

RENDEZ VOTRE VIE PLUS FACILE

- Siège rembourré de dimensions généreuses à plusieurs réglages de hauteur
- Accoudoirs à largeur réglable
- Siège à pivot décalé pour un accès facile et sécuritaire
- Interrupteur basculant sur l'accoudoir pour faciliter l'utilisation
- Rail peint avec mécanisme de transmission recouvert pour une apparence soignée
- Accoudoirs, siège et repose-pieds rabattables pour éviter d'encombrer l'escalier
- Deux télécommandes sans fil pour faire fonctionner le siège à distance
- Deux piles de 12 V pour assurer le bon fonctionnement même en cas de panne de courant
- Démarrage et arrêt en douceur pour un roulement régulier du début à la fin
- Repose-pieds réglable en hauteur pour un confort optimal
- Avertisseurs sonores et visuels intégrés pour faciliter le dépannage
- Détecteurs d'obstacles, ceinture de sécurité

“Notre chaise Bruno était une sage et merveilleuse l'investissement dans notre maison pour assurer que mon mari et moi pouvons rester dans notre maison pendant des années venir.”

J. THERRIEN - CT



Demandez à votre revendeur local à propos de tapisserie d'ameublement et options de couleur.

ELITE CURVE OPTIONS



Prolongement du rail en haut ou en bas pour une position de rangement qui dégage l'escalier.



Repose-pieds repliable motorisé, se relève ou s'abaisse automatiquement lorsqu'on relève ou abaisse le siège.



Siège pivotant motorisé pour un accès sans effort. Bouton de commande sur accoudoir ou télécommande sans fil



Station de rangement et de chargement intermédiaire pour escaliers à palier



Conçu sur mesure pour s'adapter aux courbes avec précision.



Le siège à pivot décalé facilite l'accès. Ajoutez-y le dispositif motorisé facultatif pour un accès sans effort.



Fait sur mesure spécifiquement pour votre maison.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du siège de série: 17.5 po de largeur x 15 po de profondeur (445 mm x 381 mm)

Siège élargi optionnel: 21.5 po de largeur x 16 po de profondeur (546 mm x 406 mm)

Dimensions du repose-pied de série: 10 po de longueur x 9 po de largeur (254 mm x 229 mm)

Repose-pied élargi: 12 po de longueur x 11 po de largeur (305 mm x 279 mm)

À propos de Bruno

Bruno Independent Living Aids contribue à améliorer la vie des personnes à mobilité réduite depuis plus de 30 ans. Conçus et fabriqués aux États-Unis, les monte-escaliers et plateformes élévatrices verticales Bruno offrent un meilleur accès aux résidences, aux bâtiments publics et aux entreprises, et la gamme complète d'élévateurs pour triporteurs et fauteuils roulants électriques facilite le transport de dispositifs d'aide à la mobilité. Bruno, une entreprise familiale, tire une grande fierté de la qualité et de la sécurité de ses produits ainsi que de sa position d'innovateur de premier plan dans l'industrie.

Fièremment fabriqué aux É.-U.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2018
2018-04-03-Elite-Curve-6-Page-FR-V1.indd • MKT-SL-3



TRUSTPILOT CONSUMERAFFAIRS